



FS-Ventil montiert (Art.-Nr: 83144): ohne Position 1 (Schlüsselring)
FS-Ventil justiert (Art.-Nr: 83145): mit Position 1 (Schlüsselring)

8	1	Dichtring	DIN3869 - 14x1.5 - FKM - 90SH	84540
7	1	Ventilkörper	073-3188	83140
6	1	Druckfeder	31-6-07	21110
5	1	Dichtung Ø9,5x4 FS-Ventil	31-6-05	20990
4	1	Federdruckschraube FS-Ventil	31-6-04	20980
3	1	Stößel FS-Ventil	31-6-03	20970
2	1	Kolben FS-Ventil	31-6-02	20960
1	1	Schlüsselring FS-Ventil		21100
Pos.	Anz.	Beschreibung		Bauteil.-Nr./ Norm
				MELAG

2	18/0789	AEV-039-18	Änderung der Art.Nr. des Schraubensicherungs-lacks					
Rev.	Antragsnr.	AEV-Nr.	Beschreibung/ Description					
für Gerätetyp(en)		Allgemeintoleranz nach	Halbzeug			Werkstoff		
073								
<div><div>MELAG</div><div>competence in hygiene</div><div>MELAG Medizintechnik oHG</div><div>10829 Berlin, Geneststr. 6-10</div></div>			Bearbeitet von	Datum	Geprüft von	Datum	Freigegeben von	Datum
			Hermann	10.04.2018	Kuhring	10.04.2018	Liebetrau	11.04.2018
			Benennung					
			FS-Ventil montiert/ justiert					
			FS-Ventil 3,0 bar; Profildichtung					
			Artikel-Nr.83144/ 83145					
			Zeichnungsnummer		Revision	U	Status	Haupt- maßstab
073-3505		2	KE					
Urheberschutz/ Copyright: DIN ISO 16016			Serie		2:1	1/1		