



Katalog produktów

Organizacja gabinetu w kolorach

Pomysły na lepszą higienę w gabinecie

Wyposażenie gabinetu i inne

Oznaczanie kolorami

Lusterka

Izolacja

Dlaczego Zirc?

4

6

11

16

33

42





Dlaczego Zirc?

Używając kodów kolorystycznych możemy efektywnie usystematyzować przebieg większości prac w gabinecie. Materiały, narzędzia można posortować i oznaczyć zgodnie z procedurą leczenia a następnie przechowywać w kolorystycznych zestawach gotowych do użycia.

Dzięki takiej organizacji eliminujemy problem poszukiwania materiałów, narzędzi i instrumentów; mamy kontrolę nad ich wykorzystaniem i zużyciem. Materiały podawane są bezpośrednio z wanienek (które są jakby przenośnymi szufladami), a potrzebne narzędzia pobiera się z wcześniej przygotowanych, kolorowych zapakietowanych kaset i innych organizatorów, ułożonych na odpowiadającej kolorem i zabezpieczonej przykrywą tacy.

Jeśli np. u pacjenta wyniknie inne, nieplanowe leczenie, wystarczy sięgnąć po tackę i wanienkę w wyznaczonym kolorze, aby lekarz i asystentka mieli do dyspozycji wszystkie niezbędne do tego przypadku narzędzia i materiały. Zasada oznaczania wybranym kolorem procedur oraz używanie organizatorów takich jak kasety, stojaki na wiertła etc. oraz znaczników kolorystycznych na instrumentach, ułożonych wcześniej pod określony zabieg i pacjenta ma duży wpływ na czas pracy i jej efektywność.



Pomoc online


Masz jakieś pytania podczas przeglądania naszej strony internetowej? Skorzystaj z chatu on line, nasz przyjazny operator odpowie na wszystkie Twoje pytania. **www.zirc.com***

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem w Polsce zadzwoń:


+48 608 550 333

*rozmowy prowadzone są w języku angielskim


Kolory Zirc



Biały




Niebieski



Zielony



Beżowy



Szary



Śliwkowy



Turkusowy




Czerwony




Ciemno
niebieski



Miedziany



Jaskrawo
niebieski



Jaskrawo
żółty



Jaskrawo
zielony



Jaskrawo
pomarańczowy



Jaskrawo
fioletowy



Jaskrawo
różowy



mr. thirsty® one - step


To rozwierak, ssak i blokada języka w jednym. Umożliwia pracę bez konieczności jej przerywania, nie wymaga użycia dodatkowej pary rąk, zabezpiecza i udostępnia suche, łatwo dostępne pole zabiegowe. Produkt jednorazowy.

Gotowy do użycia,

Podłączany bezpośrednio do ssaka (HVE). W jednym elemencie zawarte są trzy różne urządzenia.

Wygodny dla pacjenta,

Wbudowany rozwierak pozwala pacjentowi utrzymać prawidłowe rozwarcie bez niepotrzebnego zmęczenia.



Wyjątkowo efektywny

dla doktora, higienistki, asystentki i pacjenta... Każdy korzysta z zalet mr. thirsty® one-step

Dostępny w dwóch rozmiarach

- idealny dla każdej jamy ustnej, kolorowy i zabawny...

mr. thirsty® one-step dla każdego



Pacjent



Doktor



Asystentka



Higienistka

Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta podczas zabiegów dentystycznych.

mr. thirsty® one-step odciąga język i policzek. Wydajny ssak i rozwierak zapewniają suchy, czysty i wygodny dostęp do pola zabiegowego. Praca z mr. thirsty® one-step nie wymaga obecności asystentki.

mr. thirsty® one-step wykonuje część rutynowych działań za Ciebie. Zyskany czas możesz wykorzystać na inną efektywną pomoc podczas zabiegu lub na czynności organizacyjne, sterylizację etc.

Możesz działać efektywniej, jak z asystą! Rozwierak blokuje zgryz pacjenta, pomagając mu w utrzymaniu otwartych ust; blokada języka zabezpiecza język zapewniając dobrą widoczność w jamie ustnej; ssak wykonuje pracę asysty.

Szybciej, łatwiej, lepiej – zagwarantowane!



25 szt.

**mr. thirsty® one-step
Medium/Large (niebieski)**

Adapter 16 mm - 1 szt.
Kod: 50Z986LG16

Cena: 374 PLN

100 szt.

**mr. thirsty® one-step
Small (fioletowy)**

Adapter 16 mm - 1 szt.
Kod: 50Z986SM-B16

**mr. thirsty® one-step
Medium/Large (niebieski)**

Adapter 16 mm - 1 szt.
Kod: 50Z986LG-B16

Cena: 1.203 PLN


**Jedno-
razowe!**



Adaptery

Adapter 16 mm - 1 szt.
Kod: 50Z994

Cena: 36 PLN



Insti-Dam®

Idealny do izolacji

- Wbudowana elastyczna rama, prefabrykowany otwór.
- Gotowy otwór ułatwia założenie koferdamu.
- Odporny na rozdarcia.
- Możliwość dodatkowego dziurkowania.
- Jednorazowy.

Koferdam Insti-Dam® (20 szt.)

- Idealny do izolacji zębów przednich.
- Bezlateksowy.

Materiał: polyisopren

Wymiary: 10.8 cm

Kod: 50Z459

Cena: 353 PLN



Koferdam Insti-Dam® Relaxed Fit (20 szt.)

- Izolacja zębów tylnych.
- Wyjątkowo elastyczny materiał Relaxed Fit Insti-Dam®.
- Bezlateksowy.

Wymiary: 10.8 cm średnica

Kod: 50Z457

Cena: 406 PLN



S

Podajnik koferdamów Insti-Dam®

- Może być montowany do ściany lub postawiony na blacie.
- Gumowana podstawa zwiększa stabilność podajnika.
- Na 35 koferdamów.

Wymiary: 12.4 x 12.4 x 15.6 cm

Kod: 50Z471A

Kolory: biały

Cena: 117 PLN





SE Cushion

Wygodne i efektywne odsysanie śliny

- Zakładany na ślinociąg.
- Zapobiega uszkodzeniom tkanek w jamie ustnej.
- Gwarantuje komfort pacjenta.
- Zwiększa zasięg i redukuje typowe odgłosy odsysania.
- Jednorazowa.

SE Cushion (100 szt.)

Kod: 50Z970

Cena: 128 PLN

Mogą być
używane z
koferdamem



Lingua-Fix®

Ślinociąg z blokadą języka

- Lingua-Fix® zapewnia suche pole zabiegowe.
- Utrzymuje język w stałej pozycji zapobiegając jego uszkodzeniu.
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie.
- Komfort pacjenta - brak ostrych krawędzi.
- Duża powierzchnia ssąca.
- Jednorazowy.

Lingua-Fix® (10 szt.)

Kod: 50Z953S

Cena: 78 PLN

Lingua-Fix® (50 szt.)

Kod: 50Z953

Cena: 285 PLN



Pink Petal

Jednorazowa nakładka na ślinociąg

Pink Petal zapewnia stabilne utrzymanie ślinociągu bez konieczności jego podtrzymywania. Po umieszczeniu wewnątrz policzka, płytek utrzymuje ślinociąg w ustalonej pozycji. Możemy go bezproblemowo zsunąć i założyć ponownie. Niezastąpiony podczas skalingu ultradźwiękowego, uszczelniania bruzd i wielu innych prac.



Pink Petal™ (50 szt.)

Kod: 50Z975

Cena: 144 PLN

Airway Armor™

Airway Armor™ zapobiega wciągnięciu lub połknięciu przez pacjenta przypadkowych obiektów podczas zabiegów dentystycznych. Idealny przy: anestezji, chirurgii, implantologii, protetyce i w pedodoncji. Airway Armor™ różni się od dotychczas stosowanych blokad łatwym zakładaniem, trwałością, swobodnym dostępem do pola zabiegowego oraz dużym komfortem pacjenta.



Zestaw wprowadzający (15 szt.)

(5 x Small, 5 x Medium, 5 x Large)

Kod: 50Z960TRI

Cena: 107 PLN

25 szt. Small


Kod: 50Z960SM

Cena: 134 PLN

25 szt. Medium

Kod: 50Z960MD

Cena: 134 PLN



25 szt. Large

Kod: 50Z960LG


Cena: 134 PLN



CRYSTALHD®

Optymalna widoczność... Lepsze rezultaty!


Dr. MacDonald BDS, MSD wypróbował działanie lusterka Crystal HD i dzieli się swoją opinią: "światło idealnie skupia się na badanym polu zabiegowym, więc te udoskonalone lusterka wewnątrzustne są wyjątkowym udogodnieniem". Jaśniejsze pole zabiegowe, lepsze doświetlenie i widoczność. Z lusterkiem Crystal HD twoje pole zabiegowe jest o 40 % jaśniejsze w porównaniu do odbicia standardowego lusterka rodowanego, które jest używane w większości gabinetów.



Soczewka rodowana = oddaje kolor w 75 %
Crystal HD® = oddaje kolor w 99 %

CRYSTALHD®

Wszystkie
lusterka i
rękojeści Zirc
są sterylizo-
walne



Lusterka Soft Grip Neon

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: N, O, P, Q, R & S)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363-NEON

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364-NEON

Cena: 449 PLN



Lusterka Thin Grip Neon

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: N, O, P, Q, R & S)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z353-NEON

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z354-NEON

Cena: 449 PLN

Lusterka Soft Grip Metalic

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: I, E, J, M, T & U)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363-JWL

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364-JWL

Cena: 449 PLN

Lusterka Thin Grip Metalic

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: I, E, J, M, T & U)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z353-JWL

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z354-JWL

Cena: 449 PLN



Lusterka Soft Grip

(Kolor: czarno-szare)

(4 szt.)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z361

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z362


Cena: 173 PLN

(12 szt.)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z363

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z364

Cena: 449 PLN



**Lusterka wkręcane – Simple Stem**

(12 szt.), jednokolorowe
(Kolory: A-S & K)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z392

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z393

Cena: 449 PLN

Lusterka wkręcane, Classic – Simple Stem

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: A, B, D, G, I & K)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z392-PSTL

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z393-PSTL

Cena: 449 PLN

Lusterka wkręcane, Metallic – Simple Stem

(12 szt.), różnokolorowe
(po 2 szt. z koloru: I, E, J, M, T & U)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z392-JWL

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z393-JWL

Cena: 449 PLN

Lusterka wkręcane, Neon – Simple Stem

(12 szt.), różnokolorowe
(2 z każdego koloru: N, O, P, Q, R & S)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z392-NEON

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50Z393-NEON

Cena: 449 PLN

**Rękojeści – Ergo Grip**

- Lekkie
- Ergonomiczne

Kod: 50Z347

Kolory: B-S & K

Cena: 100 PLN

**Lusterka dwustronne, wkręcane – Simple Stem**

(4 szt.), jednokolorowe
(Kolor: szary)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z394

Cena: 241 PLN

**Lusterka dwustronne, wkręcane – Simple Stem**

(4 szt.), różnokolorowe
(po 1 szt. z koloru : N, O, R & S)

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50Z394-NEON

Cena: 241 PLN

**Lusterka wkręcane, stal szlachetna – Simple Stem**

(1 szt.)

#0 (Ø 14 mm) Kod: 50R388

Cena: 75 PLN



(12 szt.)

#3 (Ø 20 mm) Kod: 50R389

#4 (Ø 22 mm) Kod: 50R390

#5 (Ø 24 mm) Kod: 50R391

Cena: 449 PLN



Problem



Rozwiązanie



Nigdy więcej pary

Z mirror magic®... możesz widzieć wyraźnie.

“Kiedy używam systemu mirror magic®, moje lusterko pozostaje czyste podczas całego zabiegu. Za pomocą nasączonej preparatem gąbeczki usuwam parę oraz zanieczyszczenia. Pozwala mi to uzyskać wyjątkową widoczność, która jest kluczowa z punktu widzenia stomatologa. System mirror magic® odmienił moją praktykę, **nie mogę sobie teraz wyobrazić pracy bez mirror magic®**”

— Andrew M. Goldsmith, DDS, DICOI, FIALD



Łatwa metoda
na usunięcie
zanieczyszczeń
z instrumentów
dentystycznych!



mirror magic® - zestaw wprowadzający

preparat mirror magic® 6 ml - 2 szt.
samoprzylepne gąbeczki - 24 szt.

Kod: 50R200X
Cena: 141 PLN



mirror magic® - gąbeczki 96 szt.

Kod: 50R210
Cena: 141 PLN



10 szt. po 6 ml preparatu mirror magic®

1 butelka preparatu wystarcza na
około 50 zabiegów

Kod: 50R205
Cena: 425 PLN



mirror magic® organizer

Do przechowywania preparatu i 48 szt. gąbeczek

Wymiary: 21.3 x 5.9 x 2.9 cm
Kod: 50R201
Cena: 92 PLN



Clarity Collection

Zawiera: 10 szt. po 6 ml mirror magic®,
96 szt. samoprzylepnych gąbeczek,
lusterko wewnętrzne Crystal HD®,
mirror magic® organizer

Kod: 50R220
Cena: 561 PLN

Zorganizuj się jak profesjonalista

1. Szuflady w gabinecie zabiegowym

W szufladach przechowuj tylko materiały jednorazowe takie jak:

- rękawiczki
- serwety
- produkty ochrony indywidualnej
- produkty dezynfekcyjne



2. Wanienki na materiały i tace zabiegowe

- Znajdują się w nich materiały i instrumenty używane podczas konkretnych zabiegów.
- Służą do ich przenoszenia pomiędzy gabinetami, magazynem oraz wyznaczonym miejscem przechowywania.
- Pozwalają prawidłowo zarządzać materiałami i ich rotacją, ograniczając koszty.

3. Magazyn

- Przeznacz jedno miejsce do przechowywania materiałów (osobne pomieszczenie lub szafę).
- Zorganizuj go w pobliżu miejsca gdzie przechowujesz wanienki.
- Wszystkie potrzebne do danej procedury materiały uzupełniaj między zmianami lub na koniec dnia.
- System pozwala zarządzać terminami ważności materiałów oraz ułatwia kontrolę ich zużycia.



Kompozyty



Lakowanie



Leczenie endodontyczne



Amalgamaty

Trzy kroki do zwiększenia efektywności



1. Przygotuj materiały do zabiegu.



2. Umieść je w wanience.



3. Przechowuj wanienkę w regulowanym stojaku.

Używaj wanienki jako przenośnej szuflady materiałowej.

- Przechowuj w niej wszystkie materiały potrzebne w danej procedurze.
- Używaj do osłoniętego transportu materiałów pomiędzy gabinetami.

S

Kompletna wanienka na materiały:

- Wanienka.
- Ryglowana pokrywa.
- Mata przeciwpoślizgowa.
- Ścianki działowe (do skracania i adaptacji).
- Pojemnik na drobne elementy z przezroczystą pokrywką (mały).
- Pojemnik na drobne elementy z przezroczystą pokrywką (duży).
- Tacka przesuwana z przegródkami

Wymiary: 32.4 x 30.0 x 10.2 cm

Kod: 20Z455

Kolory: (A-S)

Cena: 464 PLN



S



Wanienka

- Pojemnik do przechowywania i przenoszenia materiałów potrzebnych do wykonania określonej procedury.

Wymiary: 31.1 x 27.6 x 7.0 cm

Kod: 20Z463

Kolory: (A-S)

Cena: 126 PLN



S



Safe-Lok® pokrywa ryglowana

- Pokrywa zabezpiecza materiały przed chmurą aerozolu oraz zanieczyszczeniami podczas przenoszenia i przechowywania.

Wymiary: 32.4 x 30.0 x 3.5 cm

Kod: 20Z459

Cena: 126 PLN



S

Wkład do waniek z kompozytami

- Pozwala przechowywać materiały i akcesoria do odbudowy kompozytami.
- Składany stojak na strzykawki umożliwia przechowywanie 20-40 kompozytów.
- Nasadzany uchwyt pozwala na szybki dostęp do strzykawek używanych podczas zabiegu.
- Długi pojemnik na drobne elementy oraz tacka przesuwana zapewniają dodatkowe miejsce.
- Arkusz samoprzylepnych etykiet ułatwia identyfikację kompozytów.

Zawiera:

- stojak na 20 strzykawek
- długi pojemnik na drobne elementy z przykrywką
- tackę przesuwaną z przegródkami
- nasadzany uchwyt do strzykawek
- arkusz z samoprzylepnymi etykietami

Kod: 20Z489
Cena: 365 PLN



Przykładowa zawartość waniek kompozytowych

S

Wkład do waniek z minidozownikami i materiałami kompozytowymi

- Ułatwia uporządkowanie materiałów kompozytowych w minidozownikach i strzykawkach.
- Umożliwia lepszą kontrolę używanych materiałów.
- 4 długie pojemniki posiadają aż 20 przegródek do przechowywania minidozowników.
- Przypinany uchwyt pozwala na łatwy dostęp do strzykawek i minidozowników potrzebnych podczas zabiegów.
- Przesuwna tacka zapewnia dodatkowe miejsce.
- Etykiety pozwalają na oznakowanie pojemników kolorami materiałów kompozytowych.

Zawiera:

- matę antypoślizgową
- 4 długie pojemniki na drobne elementy z przykrywkami
- 1 tackę przesuwaną z przegródkami
- 1 przypinany uchwyt do minidozowników i strzykawek
- 2 arkusze z samoprzylepnymi etykietami

Kod: 20Z479
Cena: 352 PLN





S

Ścianki działowe

- Tworzą do 24 przegródek.
- Przegródki można powiększać lub zmniejszać.

Wymiary: 25.3 x 22.8 x 3.1 cm

Kod: 20Z461

Cena: 84 PLN



S

Tacka do wanienki

- Podział na 10 przegródek.
- Osadzana na krawędzi wanienki.
- Możliwość przechowywania materiałów pod spodem.

Wymiary: 27.3x 24.6 x 2.5 cm

Kod: 20Z465

Kolor: Szary

Cena: 94 PLN

**Mata antypoślizgowa**

Wymiary: 24.5 x 22.5 x 0.3 cm

Kod: 20Z462

Cena: 41 PLN

S

Tub Box


- Pojemnik do zorganizowanego przechowywania drobnych elementów.
- Przeciwpślizgowy spód poprawia stabilność.

Wymiary: 9.5 x 9.2 x 4.8 cm

Kolor: Szary

Kod: 20Z474

Cena: 92 PLN



S

**Tacki przesuwne**

- Osadzane na krawędziach wanienki.

Z przegródkami

Wymiary: 24.8 x 13.7 x 2.7 cm

Kod: 20Z466

Cena: 81 PLN

Bez przegródek

Wymiary: 24.8 x 13.7 x 2.7 cm

Kod: 20Z467

Cena: 81 PLN

S

Pojemnik z przykrywką

- Przechowywanie małych elementów.
- Może być wykorzystany jako element składowy wanienek.
- Przezroczysta przykrywka.
- Kolor szary.

Mały

Wymiary: 5.3 x 4.1 x 2.9 cm

Kod: 20Z471

Cena: 53 PLN

Średni

Wymiary: 8.6 x 5.7 x 2.9 cm

Kod: 20Z472

Cena: 53 PLN

Długi z przegródkami

Wymiary: 21.3 x 5.7 x 2.9 cm

Kod: 20Z473

Cena: 87 PLN



Stojak na 20 strzykawk

- Pozwala na wygodne korzystanie ze strzykawk podczas zabiegu.
- Składany, pozwala zaoszczędzić miejsce w waniencie lub szufladzie.
- Może zostać powiększony za pomocą dodatkowych rzędów.

Wymiary: 22.2 x 12.1 x 4.0 cm

Kod: 20Z487

Cena: 141 PLN



Dodatkowy rząd na 10 strzykawk

- Powiększenie stojaka.
- Dodatkowe miejsce na przechowywanie strzykawk.

Wymiary: 12.7 x 5.9 x 1.9 cm

Kod: 20Z488

Cena: 59 PLN



Dodatkowy przypinany uchwyt do strzykawk

- Umożliwia szybki dostęp do kompozytu podczas zabiegu.
- Dogodnie przypinany na każdy bok wanienci, lub tacki zabiegowej.
- Na 15 strzykawk i 3 minidozowniki.

Wymiary: 20.3 x 6.2 x 1.9 cm

Kod: 20Z486

Cena: 59 PLN




Dodatkowy uchwyt do minidozowników

- Pozwala na szybki dostęp do minidozowników podczas zabiegu.
- Wygodnie przypinany do każdego boku wanienci lub tacki zabiegowej.
- Na 8 minidozowników i 4 strzykawki.

Wymiary: 20.3 x 5.1 x 1.4 cm

Kod: 20Z476

Cena: 59 PLN



Samoprzylepny arkusz z etykietami, 2 szt.

- Etykiety mogą być używane do znakowania strzykawk z kompozytem oraz wanienek kompozytowych.

Kod: 20Z477

Cena: 32 PLN






Czym jest Z.O.B.E?

Zirc's Organizational Box of Efficiency (Z.O.B.E)

ZOBE oferuje w 100% bezpłatną demonstrację ponad 25 najbardziej popularnych produktów Firmy Zirc. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem: Małgorzatą Rusek - mrusek@loser.de i ustal dogodny dla siebie czas na prezentację produktów, którymi bezpłatnie będziesz mógł cieszyć się przez tydzień testując je w swoim gabinecie.

Co znajdziesz w swoim zestawie:

- ponad 25 produktów firmy Zirc
- literaturę ułatwiającą organizację, efektywność i wydajność pracy



Inne źródła informacji:



Ebook
www.zirc.com/extras



Videos
www.zirc.com/resources.asp#videos



Zirc's Organizational Box of Efficiency
www.zirc.com/zobe



Tacki zabiegowe

Nasza wyjątkowa pokrywa Safe-Lok® zapewnia doskonałą metodę kontrolowania ryzyka infekcji.

1. Zabezpiecza sterylne narzędzia i materiały jednorazowe przed kontaminacją podczas przechowywania przed zabiegiem.
2. Zabezpiecza zanieczyszczone materiały przed wypadnięciem z tacki podczas transportu z gabinetu zabiegowego do miejsca dezynfekcji.
3. Zanieczyszczone materiały pozostają zamknięte na tacce, do momentu rozpoczęcia jej czyszczenia i sterylizacji.

Pokrywa Safe-Lok® pozwala utrzymać narzędzia w sterylności i umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie.





Tacka B-Lok bez przegródek

- Szeroka krawędź ułatwia wygodny uchwyt.
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe.
- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów.

Wymiary: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Kod: 20Z401

Kolory: (A-S)

Cena: 84 PLN



Pokrywa Safe-Lok® (ryglowana)

- Pasuje do tacki B-lok płaskiej oraz z przegródkami.
- Boczny mechanizm zamykający bezpiecznie blokuje pokrywę.

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 2.6 cm

Kod: 20Z445

Cena: 109 PLN



Pokrywa Safe-Lok® – wysoka (ryglowana)

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 3.4 cm

Kod: 20Z446

Cena: 115 PLN



Pokrywa Safe-Lok® (nieryglowana)

Wymiary: 35.6 x 25.2 x 2.3 cm

Kod: 20Z441

Cena: 106 PLN



Tacka B-Lok z przegródkami

- Na 12 narzędzi.
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe.
- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów.
- Miejsce na materiały pomocnicze.

Wymiary: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Kod: 20Z451

Kolory: (A-S)

Cena: 95 PLN



Zaciski Insti-Grip

- Do stosowania tylko w tacce zabiegowej z przegródkami.
- Zapewniają ciche i bezpieczne odkładanie narzędzi.

Wymiary: 16.8 x 0.6 x 1.0 cm

Kod: 20Z454I

Cena: 17 PLN



Tacka Mini-Lok

- Powierzchnia zapobiegająca tworzeniu się osadów.
- Posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe.
- Szeroka krawędź ułatwia wygodny uchwyt.
- Idealne podczas diagnostyki i higienizacji.

Wymiary: 23.8 x 16.2 x 2.2 cm

Kod: 20Z101

Kolory: (A-S)

Cena: 75 PLN



Pokrywa tacki Mini-Lok (ryglowana)

- Boczny mechanizm zamykający bezpiecznie blokuje pokrywę.

Wymiary: 25.1 x 16.8 x 2.6 cm

Kod: 20Z103

Cena: 98 PLN



Pokrywa tacki Mini-Lok (nieryglowana)

Wymiary: 24.0 x 17.2 x 2.3 cm

Kod: 20Z102

Cena: 95 PLN

Regulowane stojaki

Regulowane stojaki do przechowywania i organizacji waniek, tacek i kaset.

Wanienki, tacki i kasety są bardzo ważnymi elementami wyposażenia każdego gabinetu dentystycznego. Przechowywane w regulowanych stojakach pozwalają zaoszczędzić miejsce na blacie. Stojaki posiadają nóżki przeciwpoślizgowe, pozwalające na ich stabilne utrzymanie. Solidna konstrukcja metalowa powleczone chromowaną powłoką sprawia, iż stojak komponuje się w każdym wnętrzu.



S


Stojak Multi-Mod ośmiopozycyjny

- Na 8 tacek z pokrywami, lub 4 wanienki z pokrywami.
- Dowolnie regulowany, możliwość przechowywania tac, waniek oraz kaset.
- Stabilna metalowa konstrukcja, chromowane wykończenie.
- Gumowe nóżki.

Kod: 21Z410

Cena: 829 PLN

Zwiększ
dostępność
twoich kaset
przechowując je
na stojaku
Multi-Mod




S

Stojak Multi-Mod sześciopozycyjny

- Na 6 tacek z pokrywami, lub 3 wanienki z pokrywami.
- Dowolnie regulowany, możliwość przechowywania tac, waniek oraz kaset.
- Stabilna metalowa konstrukcja, chromowane wykończenie.
- Gumowe nóżki.

Kod: 21Z105

Cena: 791 PLN





Dlaczego warto używać kaset Zirc?

Inwestycja z szybkim zwrotem! Kasety Zirc przedłużą życie Twoich instrumentów i oszczędzą Twój czas bez wysokokosztowych inwestycji.

Marie T. Fluent, DDS w "Raporcie o wdrożeniu kaset (2014)" podkreśla istotne zmiany i korzyści dla gabinetów, które zdecydowały się na ich stosowanie w swojej praktyce.

"Dr Dale i dr Thomas doceniają wprowadzenie Systemu Zarządzania Instrumentami. Obydwaj zgadzają się, że użycie kaset całkowicie odmieniło ich praktykę, choć początkowo sceptyczni, po roku używania kaset nie wyobrażają sobie powrotu do wcześniej stosowanej praktyki."

Przeczytaj cały artykuł na: www.dentaleconomics.com

- Chronią instrumenty i narzędzia przed zniszczeniem, przedłużając ich żywotność.
- Utrzymują bezpiecznie zestawy instrumentów podczas sterylizacji.
- Zaprojektowane tak, aby umożliwić idealne czyszczenie w myjniach dezynfektorach.
- Do sterylizacji w autoklawie.
- Dostępne w 16 kolorach.
- Na stabilnych podkładkach.



Kaseta E-Z Jett® (5 instrumentów)

- Miejsce na 5 instrumentów.
- Idealna dla zestawów podstawowych.
- Łatwe otwieranie i zamykanie.

Wymiary: 20.2 x 9.7 x 3.0 cm

Kod: 50Z925

Kolory: (A-S)

Cena: 190 PLN



Kaseta E-Z Jett® (8 instrumentów)

- Miejsce na 8 instrumentów.
- Idealna dla zestawów periodontologicznych.
- Łatwe otwieranie i zamykanie.

Wymiary: 20.2 x 11.3 x 3.0 cm

Kod: 50Z927

Kolory: (A-S)

Cena: 246 PLN



Kaseta E-Z Jett® Slim (8 instrumentów)



- Miejsce na 8 instrumentów.
- Idealna dla zestawów periodontologicznych.
- Łatwe otwieranie i zamykanie.

Wymiary: 17.9 x 9.8 x 3.0 cm

Kod: 50Z911

Kolory: (A-S)

Cena: 218 PLN



Kaseta E-Z Jett® (10 instrumentów)


- Miejsce na 10 instrumentów.
- Dodatkowa zamykana przegródka na drobne instrumenty.
- Łatwe otwieranie i zamykanie.

Wymiary: 20.2 x 17.8 x 2.9 cm

Kod: 50Z930

Kolory: (A-S)

Cena: 274 PLN



Kaseta kompaktowa

- Miejsce na 8 instrumentów.
- Opcjonalne użycie podstawki na narzędzia powiększa pojemność do 11 narzędzi.
- Paski mocujące zabezpieczają instrumenty (2 paski z każdą kasetą).
- Pokrywy mogą zostać usunięte w razie potrzeby umieszczenia większych instrumentów.

Wymiary: 18.1 x 9.8 x 1.6 cm

Kod: 50Z915

Kolory: (A-S)

Cena: 196 PLN

Paski mocujące (2 szt.)

Wymiary: 9.2 x 1.3 x 0.8 cm

Kod: 50Z917I

Kolor: Szary

Cena: 36 PLN





Standard Steri- Kontener

- Utrzymuje posortowane instrumenty podczas procesu sterylizacji
- Miejsce na 10–14 instrumentów

Wymiary: 20.6 x 4.8 x 4.8 cm

Kod: 50Z900

Kolory: (A-S)

Cena: 73 PLN



Kompakt Steri- Kontener

- Miejsce na 8–12 instrumentów*

* Statim 2000 mieści 7 kompaktowych Steri-Kontenerów.

Wymiary: 18.1 x 3.8 x 3.8 cm

Kod: 50Z905

Kolory: (A-S)

Cena: 73 PLN



Mini Matt


- Uproszczona wersja kasety na instrumenty.
- Miejsce na 8 instrumentów.
- Utrzymuje zestawy instrumentów podczas sterylizacji i zabiegów.
- Stabilne podkładki.

Wymiary: 9.8 x 8.9 x 1.3 cm

Kod: 20Z480

Kolory: (A-S)

Cena: 84 PLN



Podkładka gumowa

- Miejsce na 10 instrumentów ręcznych lub 4 instrumenty chirurgiczne.
- Porządkuje instrumenty i ułatwia ich bezpieczne odkładanie.
- Można ją dowolnie docinać.
- Przeciwpślizgowy materiał.

Wymiary: 17.2 x 5.1 x 1.0 cm

Kod: 20Z464

Kolory: (A-S)

Cena: 88 PLN



Performance Tool Organizer

Indywidualnie projektowana kaseata do przechowywania:

- instrumentów chirurgicznych
- kleszczy ortodontycznych
- hemostatyków
- nożyczek
- innych instrumentów trudnych do umieszczenia w regularnych kasetach

Wymiary: 20.8 x 10.6 x 4,0 cm

Kod: 50Z940

Kolory: (A-S)


Cena: 352 PLN

Przegródki gumowe (2x10 szt.)

Kod: 50Z944

Kolor: Szary

Cena: 45 PLN





Pierścienie E-Z ID

- Zapakowane w wygodny dozownik.
- Dostępne w rozmiarach Small, Large i XL pasują na wszystkie instrumenty.



Pierścienie 25 szt.

Kolory: (A-S)

S Kod: 70Z100
Cena: 45 PLN

L Kod: 70Z200
Cena: 46 PLN

XL Kod: 70Z000
Cena: 48 PLN

System Classic 200 szt.

Po 25 szt. w kolorach:
2xA, 2xB, 2xD, 1xG 1xI

S Kod: 70Z105
Cena: 291 PLN

L Kod: 70Z205
Cena: 296 PLN

XL Kod: 70Z005
Cena: 302 PLN

System Metalic 200 szt.

Po 25 szt. w kolorach:
1xI, 2xE, 1xJ, 1xM, 2xT, 1xU

S Kod: 70Z115
Cena: 291 PLN

L Kod: 70Z215
Cena: 296 PLN

XL Kod: 70Z015
Cena: 302 PLN

System Neon 200 szt.

Po 25 szt. w kolorach:
1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS

S Kod: 70Z110
Cena: 291 PLN

L Kod: 70Z210
Cena: 296 PLN

XL Kod: 70Z010
Cena: 302 PLN



Umieść tutaj instrument, aby poznać rozmiar potrzebnego pierścienia.



Taśma E-Z ID

- Dozownik taśmy z praktycznym odcinaczem.
- Dozownik zapobiega skręcaniu taśmy.



E-Z ID Rolka taśmy

Długość 3,05 m

Kolory: A-S

Kod: 70Z300

Cena: 64 PLN

E-Z ID System Classic

8 rolek x 91 cm na stojaku

Kolory: 2xA, 2xB, 2xD,
1xG, 1xI

Kod: 70Z305

Cena: 262 PLN

E-Z ID System Metalic

8 rolek x 91 cm na stojaku

Kolory: 1xI, 2xE, 1xJ, 1xM,
2xT, 1xU

Kod: 70Z315

Cena: 262 PLN

E-Z ID System Neon

8 rolek x 91 cm na stojaku

Kolory: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ,
2xR, 2xS

Kod: 70Z310

Cena: 262 PLN




Stojak na wiertła Steri-Bur Guard

Steri-Bur Guard umożliwia przechowywanie gotowych zestawów wiertel dla jednego pacjenta. Chroni wiertła przed wypadnięciem, podczas dezynfekcji i sterylizacji. Regulowane pozycje stojaka ułatwiają dostęp do wiertel podczas pracy.

Steri-Bur Guard i adaptery

Steri-Bur Guard - stojak na wiertła

- Do przechowywania wszystkich rodzajów wiertel na turbinę i mikrosilnik.
- Regulowana wysokość dla wiertel o różnej długości.
- Utrzymuje wiertła w pozycji pozwalającej otrzymać maksymalny efekt czyszczący.
- Otwory odpływowe zapobiegają rdzewieniu wiertel.
- Adapter (w zestawie) umożliwia przechowywanie krótkich i długich wiertel w jednym stojaku.



Zmiana pozycji umocowania bocznego = zmiana wysokości stojaka.

Uniwersalny stojak na wiertła 12 otworów

- Na wiertła o długości od 12–30 mm

Wymiary: 7.3 x 1.0 x 3.5 cm

Kod: 50Z406

Kolory: (A-S)

Cena: 95 PLN



Adapter (5 szt.)

Kod: 50Z412

Kolor: Szary

Cena: 30 PLN



Uniwersalny stojak na wiertła 22 otwory

- Na wiertła od 12–30 mm

Wymiary: 12.2 x 1.0 x 3.7 cm

Kod: 50Z410

Kolory: (A-S)

Cena: 101 PLN



Adapter

Kod: 50Z412

Kolor: Szary

Cena: 30 PLN



Magnetyczny stojak-kostka na wiertła

- Na wszystkie rodzaje wiertel.
- Poprawia ergonomię odkładania użytych wiertel, zapobiega ich gubieniu podczas różnych etapów pracy.
- Magnes bezpiecznie utrzymuje wiertła.
- Gumowa podstawa poprawia stabilność kostki.
- Otwory odpływowe zapobiegają rdzewieniu wiertel.

Kostka z 8 otworami

Wymiary: 3.8 x 3.8 x 1.3 cm

Kod: 50Z400

Kolory: (A-S)

Cena: 92 PLN

Przykrywki sprzedawane są osobno.



Kostka z 14 otworami

Wymiary: 7.5 x 3.8 x 1.3 cm

Kod: 50Z403

Kolory: (A-S)

Cena: 95 PLN

Przykrywki sprzedawane są osobno.



Miejsce na odkładanie wiertel

S

Przykrywki

Zabezpieczają przed pyłem i osadami podczas pracy i przechowywania

- Jednocalowa przykrywka (standard) pasuje do wiertel na turbinę i kątnicę
- Dwucalowa przykrywka (wysoka) pasuje do wiertel chirurgicznych i protetycznych

Przykrywka na kostkę z 8 otworami (standard)

Wymiary: 4.1 x 4.1 x 2.5 cm

Kod: 50Z401

Cena: 48 PLN

Przykrywka na kostkę z 14 otworami (standard)

Wymiary: 7.9 x 4.1 x 2.5 cm

Kod: 50Z404

Cena: 48 PLN

Przykrywka na kostkę z 14 otworami (wysoka)

Wymiary: 7.9 x 4.1 x 5.7 cm

Kod: 50Z405

Cena: 48 PLN





Organizer narzędzi endodontycznych

- Przeznaczony do przechowywania, czyszczenia i sterylizacji narzędzi.
- Posiada podziałkę do pomiaru długości i ustawienia stopera.
- Suwak na kabłąku kontroluje liczbę przeprowadzonych sterylizacji.
- Dla osób prawo i leworęcznych.
- 12 jednorazowych gąbek do przechowywania i oczyszczania narzędzi podczas zabiegu.
- Dwa rodzaje: dla narzędzi ręcznych oraz maszynowych.
- Wygodna, stabilna podstawa.

Dla narzędzi ręcznych Hand

- Organizuje do 16 narzędzi ręcznych.

Wymiary: 13.7 x 1.0 x 5.6 cm

Kod: 50Z450

Kolory: (A-S)

Cena: 198 PLN

Dla narzędzi maszynowych Engine

- Dla 11 narzędzi maszynowych i 5 narzędzi ręcznych.

Wymiary: 13.7 x 1.0 x 5.6 cm

Kod: 50Z452

Kolory: (A-S)

Cena: 198 PLN

Wkładki z gąbki (48 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z451

Cena: 198 PLN

Wkładki z gąbki (144 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z451V

Cena: 391 PLN

Steri-Endo Guard

Unikalny system przechowywania, organizowania i sterylizowania narzędzi endodontycznych. Duże odstępy między narzędziami zapewniają dobrą widoczność.



Pierścień endodontyczny Endo Assist

- Podziałka do pomiaru długości roboczej narzędzia i ustawienia stopera.
- Dla osób prawo i lewo ręcznych.
- Płaska podstawa umożliwia postawienie na blacie.
- 12 jednorazowych gąbek do przechowywania i oczyszczania narzędzi podczas zabiegu.

Wymiary: 3.8 x 4.5 x 4.1 cm

Kod: 50Z460

Kolory: (A-S)

Cena: 176 PLN



Stojak endodontyczny Assist Box

- Wkładka z gąbki utrzymuje narzędzia w roztworze dezynfekcyjnym.
- Pasuje do wanierek Zirc.
- Łatwy do czyszczenia dzięki zaokrąglonym rogom.

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 3.2 cm

Kod: 50Z462

Kolor: Czarny

Cena: 101 PLN

Stojak Assist gąbki (48 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z466

Cena: 193 PLN

Stojak Assist gąbki (144 szt.)

Jednorazowe

Kod: 50Z466V

Cena: 391 PLN



Organizery-muszle

Umożliwiają systemowe ułożenie drobnych elementów potrzebnych do wykonywania określonych procedur w stomatologii zachowawczej, protetyce lub implantologii.

S

Organizer uniwersalny

Szybka i łatwa identyfikacja, osobne przegródki (na implanty, elementy protetyczne lub gumki, szczoteczki, soflexy etc.)

- Kształt organizera imituje łuk zębowy.
- Posiada miejsca na akcesoria dodatkowe.
- Pokrywka chroni poszczególne elementy.
- Możliwość zapisania pozycji zęba i nazwiska pacjenta na pokrywce.

Wymiary: 17.5 x 11.8 x 1.6 cm

Kolor: Niebieski

Kod: 20Z490B

Cena: 156 PLN



S

Organizer do rekonstrukcji

- Kształt organizera imituje łuk zębowy.
- Światłoszczelna pokrywka zapobiega przedwczesnej polimeryzacji materiałów.
- Zawiera 25 miseczek jednorazowych do systemów wiążących i cementu.
- Dodatkowa przegródka na akcesoria pomocnicze.
- Możliwość zapisania pozycji zęba i nazwiska pacjenta na pokrywce.

Wymiary: 17.5 x 11.8 x 1.6 cm

Kolor: Jaskrawo fioletowy

Kod: 20Z495R

Cena: 184 PLN



Miseczki jednorazowe 144 szt.

Kod: 20Z496V

Cena: 134 PLN





E-Z Access - dodatkowa półka

Ułatwia wygodny dostęp do materiałów, narzędzi lub urządzeń pomocniczych

- Wyższe krawędzie zapobiegają zsuwaniu się drobnych elementów
- Pozwala się ustawić w dowolnej pozycji i na dowolnej wysokości oraz obracać o 360°
- Nośność: 11.3 kg
- Powierzchnia: 34.9 x 26.0 cm
- Łatwy, nieniszczący montaż na wszystkich słupkach (średnice od 3.5–7.0 cm)
- Słupki standardowe (4.5–5.7 cm) nie wymagają adaptera
- Cieńsze lub grubsze słupki wymagają użycia adaptera

Kod: 20Z420
Kolory: (A,G,I)
Cena: 656 PLN



E-Z Access - Adaptery do słupków

- Słupki o średnicy 3.5–4.5 cm

Wymiary: 5.1 x 4.8 x 1.9 cm
Kod: 20Z422
Kolory: (A, G, I)
Cena: 36 PLN

- Słupki o średnicy 5.7–6.0 cm

Wymiary: 10.2 x 5.1 x 5.1 cm
Kod: 20Z437
Kolory: (A, G, I)
Cena: 67 PLN

- Słupki o średnicy 6.0–7.0 cm

Wymiary: 11.4 x 5.1 x 5.1 cm
Kod: 20Z438
Kolory: (A, G, I)
Cena: 67 PLN



Nasadzany uchwyt do kubków

- Pasuje do wszystkich standardowych kubków.
- Nie wymaga narzędzi przy montażu.
- Do półki Access Shelf.

Wymiary: 7.9 x 6.4 x 2.5 cm
Kod: 20Z436I
Cena: 67 PLN



Uchwyt ścienny

- Umożliwia montaż półki E-Z Access shelf do ścian lub szafek.
- Wygięcie uchwytu pod kątem 90° pozwala na obrót półki o 180°.

Wymiary: 16.5 x 14.6 x 12.4 cm
Kod: 20Z426
Kolory: (A, G, I)
Cena: 170 PLN



Ramię uchyłne

- Umożliwia umieszczenie półki ponad pacjentem.
- Nośność 11,5 kg.
- Możliwość montażu do ściany, stołu lub na słupku.

Wymiary: 25.4 x 10.2 x 11.4 cm
Kod: 20Z428
Kolory: (A, G, I)
Cena: 170 PLN



Uchwyt do montażu stołowego

- Tylko do poziomego montażu.

Wymiary: 9.5 x 9.5 x 7.3 cm
Kod: 20Z424
Kolory: (A, G, I)
Cena: 92 PLN





NOWOŚĆ!

Modułowy
organizator
szuflad

S

Organizer szuflad

- Pomaga w przechowywaniu materiałów jednorazowych lub specyficznych dla danej procedury.
- Przegródki pozwalają na dowolne zaprojektowanie zawartości organizera.
- Silikonowe podkładki zapobiegają przesuwaniu się.

Organizer zestaw:

- podstawa
- 1 długa przegroda
- 2 średnie przegrody
- 4 małe przegrody

Wymiary: 29.2 x 16.8 x 5.1 cm

Kod: 20Z210

Kolory: (A, G, I, N, P, R, S)

Cena: 204 PLN

Przegrody organizatora szuflad

Rozmiar mały - 2 szt.

Kod: 20Z207

Wymiary: 8.1 x 1.6 x 5.0 cm

Kolory: (A, G, I, N, P, R, S)

Cena: 53 PLN

Rozmiar średni - 1 szt.

Kod: 20Z208

Wymiary: 16.4 x 1.6 x 5,0 cm

Kolory: (A, G, I, N, P, R, S)

Cena: 53 PLN





Tacki

Nr. 16A Tacka na narzędzia

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 2.4 cm

Kod: 20Z201

Kolory: (A, B)

Cena: 51 PLN



Nr. 16 Tacka na narzędzia (wgłębiona z jednej strony)

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 2.5 cm

Kod: 20Z202

Kolory: (A,B)

Cena: 51 PLN



Nr. 17 Tacka na klamry, formówki etc.

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z203

Kolory: (A,B)

Cena: 51 PLN




Nr. 18 Tacka na paski ściernie, pęsety etc.

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z204

Kolory: (A,B)

Cena: 51 PLN



Nr. 19 Tacka na pęsety, nożyczki etc.

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z205

Kolory: (A,B)

Cena: 51 PLN



Nr. 20 Tacka na drobne elementy

Wymiary: 20.0 x 9.5 x 1.9 cm

Kod: 20Z206

Kolory: (A,B)

Cena: 51 PLN



Stojak na strzykawkę



Stojak na strzykawkę

- Umożliwia operowanie jedną ręką.
- Ergonomiczna pozycja.
- Stabilny.
- 2 rozmiary
- Kolor: biały

Stojak Standardowy

Zawartość: baza, rynienka, taśma

Wymiary: 5.6 x 3.2 x 3.2 cm

Kod: 27R700

Cena: 162 PLN

Stojak Długi

Zawartość: baza, rynienka, taśma

Wymiary: 6.4 x 3.2 x 4.5 cm

Kod: 27R704

Cena: 162 PLN





S

Dozowniki kulek z waty

- Sprężyna wyciskająca waciki od dołu.
- Kolor biały.

Dozownik kulek małych (rozmiar 3, 4, 5)

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 5.2 cm

Kod: 28R825

Cena: 190 PLN

Dozownik kulek średnich i dużych (rozmiar 0, 1, 2)

Wymiary: 4.8 x 4.8 x 5.2 cm

Kod: 28R850

Cena: 190 PLN



S

Dozownik do wałeczków

- Stabilna podstawa.
- Dozuje 3 wałeczki jednocześnie.
- Solidna konstrukcja.

Wymiary: 10.6 x 5.2 x 10.2 cm

Kod: 28R800

Kolory: (A, B)

Cena: 182 PLN



S

Dozownik pasków do formówek

- Zawiera rolkę przezroczystej taśmy do formówek 11 m x 10 mm x 0.002 mm.
- Pasek po wyciągnięciu uformowany w kształcie litery U.
- Przycinarka.

Wymiary: 5.1 x 5.4 cm

Kod: 55Z200

Kolory: (A, B)

Cena: 159 PLN






Łopatkki do alginatu Mighty Mixer (4 szt.) różnokolorowe

- Poręczne szerokie łopatkki do mieszania alginatów i gipsów.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni.

Wymiary: 18.6 x 0.5 x 3.2 cm
po 1 szt. koloru: (J, N, P & R)

Kod: 50Z501-ASTD

Cena: 118 PLN



Łopatkka do alginatu Mighty Mixer - (1 szt.) biała

- Poręczna szeroka łopatkka do mieszania alginatów i gipsów
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni

Wymiary: 18.6 x 0.5 x 3.2 cm

Kod: 50Z501

Cena: 35 PLN



Łopatkki Delrin (10 szt.)

- Płaskie, giętkie łopatkki
- Nieklejąca, odporna na chemikalia powierzchnia
- Przeznaczone do mieszania cementu i kompozytów

Wymiary: 11.7 x 0.5 cm

Kod: 50Z523

Cena: 61 PLN



Łopatkka do cementu

- Dwustronna
- Do wypełnień i cementu
- Bardzo gładka powierzchnia

Wymiary: 16.2 x 0.6 x 1.0 cm

Kod: 50Z502

Cena: 39 PLN



Łopatkka do mieszania (100 szt.)

- Jednorazowa

Wymiary: 11.4 cm

Kod: 50Z521

Cena: 124 PLN



Miseczki do mieszania alginatu (36 szt.)

- Przystosowane do używania w mieszalnikach.
- Jednorazowe

Wymiary: 12.4 x 7.9 cm

Kolor: 9x (J, N, P & R)

Kod: 50Z505-ASTD

Cena: 126 PLN



Miseczki do mieszania alginatu (36 szt.)

- Przystosowane do używania w mieszalnikach.
- Jednorazowe

Wymiary: 12.4 x 7.9 cm

Kolor: Biały

Kod: 50Z505

Cena: 122 PLN



S

System E-Z Storage Tub

- Możliwość blokowania przykrywkę w pozycji otwartej
- Ścianki działowe do indywidualnego podziału pudełka
- Pokrywka biała lub przezroczysta

E-Z Storage Organizer (biała pokrywka)

Wymiary: 14.9 x 12.4 x 14.6 cm

Kod: 29R605

Cena: 207 PLN

E-Z Storage Organizer (przezroczysta pokrywka)

Wymiary: 14.9 x 12.4 x 14.6 cm

Kod: 29R610

Cena: 207 PLN

Zawiasy (para)

Wymiary: 2.2 x 1.3 x 0.3 cm

Kod: 29R627

Cena: 30 PLN



S

Stojak E-Z Storage

- Umożliwia ustawienie E-Z Storage w 2 różnych pozycjach: pionowe lub pod kątem
- Uchwyt do montażu.
- Solidna metalowa konstrukcja.
- Gumowe nóżki.

Wymiary: 17.8 x 12.7 x 12.1 cm

Kolor: Biały

Kod: 29R650

Cena: 123 PLN



S

Uchwyt ścienny E-Z Storage

- Uchwyt metalowy do montażu stojaka.
- Wstępnie przygotowane otwory do montażu.

Wymiary: 17.8 cm x 12.7 cm x 12.1 cm

Kod: 29R651

Cena: 30 PLN



S

Pojemnik na odpady Handi-Hopper

- Zacisk pozwala na szybkie zdejmowanie i wymianę pojemnika
- Na odpady skażone - worki czerwone
- Na odpady normalne - worki przezroczyste

Pojemnik Handi-Hopper

Wymiary: 17.8 x 10.2 x 16.2 cm

Kolory: (G, I)

Kod: 20Z404

Cena: 123 PLN

Zacisk montażowy Handi-Hopper

Wymiary: 5.7 x 0.6 x 2.5 cm

Kolory: (G, I)

Kod: 20Z408

Cena: 25 PLN



Jednorazowe worki Handi-Hopper

Wymiary: 18.1 x 27.0 x 7.6 cm

Handi-Hopper Worki 100 szt (czerwone)

Kod: 20Z405

Cena: 134 PLN

Handi-Hopper Worki 100 szt (przezroczyste)

Kod: 20Z410

Cena: 134 PLN

S

Pudełka na aparaty, szyny i protezy

- Jednoczęściowa konstrukcja
- Trwały mechanizm zamykający



Pudełko na szyny (12 szt.)

Wymiary: 7.6 x 2.5 cm

Cena: 78 PLN / op.

Asortyment

Kolory: J, N, P, R – po 3 szt.

Kod: 25X500

Opakowanie jednego koloru

Kolory: (J, N, O, P, R, S)

Kod: 25X500 (J-S)

Z indywidualnym nadrukiem (24 szt.)

Kolory: (J, N, O, P, R, S) lub asortyment po 4 szt.

Kod: 25P500

Cena: 209 PLN / op.

Pudełko na aparaty (12 szt.)

Wymiary: 7.6 x 3.8 cm

Cena: 84 PLN / op.

Asortyment

Kolory: J, N, P, R – po 3 szt.

Kod: 25X550

Opakowanie jednego koloru

Kolory: (J, N, O, P, R, S)

Kod: 25X550 (J-S)

Z indywidualnym nadrukiem (24 szt.)

Kolory: (J, N, O, P, R, S) lub asortyment po 4 szt.

Kod: 25P550

Cena: 224 PLN / op.

Pudełko na protezy (12 szt.)

Wymiary: 9.5 x 4.5 cm

Cena: 87 PLN / op.

Asortyment

Kolory: I, E, J, T – po 3 szt.

Kod: 30X800

Opakowanie jednego koloru

Kolory: (I, E, J, T)

Kod: 30X800 (I-T)

Z indywidualnym nadrukiem (24 szt.)

Kolory: (I, E, J, T) lub asortyment po 4 szt.

Kod: 30P800

Cena: 228 PLN / op.

S

Mega Mirror


Lusterko dla pacjenta

- 6.4 x 39.4 cm
- Zabawia małych i rozbawia dużych pacjentów
- Pomocne w instruktażu

Kod: 50Z309

Kolory: (N, P, Q, R & S)

Cena: 117 PLN





S

CAD/CAM Block Organizer

- Do zorganizowanego przechowywania bloczków CAD/CAM.
- Zapewnia szybki dostęp i identyfikację.
- Na 48 bloczków.
- Miejsce na etykiety identyfikujące typ i kolor.
- Dostępny w 7 kolorach.

Wymiary: 14.0 x 4.7 x 19.7 cm

Kod: 50Z417

Kolory: (E, J, N, Q, S, T, U)

Cena: 294 PLN



S



Pojemnik na prace protetyczne

- Przechowywanie prac protetycznych
- Kodowanie za pomocą kolorów (6 kolorów na 6 dni tygodnia)
- Zacisk ze stali szlachetnej do przytrzymywania karty, zlecenia

Wymiary: 19.0 x 14.6 x 17.8 cm

Kod: 17Z101

Kolory: (A-G & M)

Cena: 41 PLN



Pojemnik do zawieszania na szynie

Wymiary: 19.7 x 14.6 x 17.8 cm

Kod: 17Z102

Kolory: (A-G & M)

Cena: 41 PLN



Szyna do zawieszania pojemników na prace

- Komplet ze śrubami i kołkami do montażu na ścianie
- Długość: 45.7 cm
- Utrzymuje 3 skrzyneczki

Wymiary: 45.7 cm

Kod: 17Z104

Cena: 56 PLN





Pojemnik do dezynfekcji

Zapewnia maksymalne wykorzystanie środków dezynfekcyjnych.
Wystarczająco duży, aby pomieścić kasety, steri-kontenery, ochroniacze wiertel i kostki magnetyczne.

Steri-Soaker - pojemnik do dezynfekcji

- Kalendarz na pokrywie przypomina o zmianie środka dezynfekcyjnego.
- Przenośne sitko odciekowe umożliwia szybkie odsączanie instrumentów.
- Pojemność do 3.87l płynu.
- Nadaje się do większości środków dezynfekujących.
- Dopasowana pokrywa.

Wymiary: 35.2 x 24.5 x 13.0 cm

Kod: 50Z805

Kolory: (B & I)

Cena: 587 PLN



ProSafe Facedrape

- Zabezpiecza pacjenta przed pyłem i sprayem podczas piaskowania.
- Proste i szybkie zakładanie.
- Doceniana przez pacjentów z makijażem.
- Można ją prać oraz sterylizować w autoklawie.



Osłona twarzy Facedrape wielorazowa – frotte (12 szt.)

Nr art.: 8-4020 (W/B/M/G/S)

Kolory: W = biała, B = niebieska,

M = miętowa, G = żółta,

S = sortowane (żółta, miętowa, niebieska – po 4 szt.)

Cena: 510 PLN



© Sabrina Dogan

Osłona twarzy Facedrape jednorazowa (50 szt.)

Nr art.: 8-1110 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 411 PLN



Wielorazowa peleryna ochronna dla pacjenta

Do profesjonalnej ochrony pacjenta podczas zabiegów endodontycznych, higienicznych i chirurgicznych.

- Można ją prać, dezynfekować oraz sterylizować w autoklawie.
- Zabezpiecza ubranie pacjenta przed agresywnymi płynami.
- Wodoodporna.
- Łatwe zapinanie.
- 2 metalowe klipsy do zamocowania dodatkowej serwetki papierowej.
- Wysoka trwałość.

Peleryna ochronna dla pacjenta (4 szt.)

Nr art.: 8-3105 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 514 PLN



Peleryna ochronna ocieplana (2 szt.)

- Stosowana jako osłona pacjenta i koc termiczny podczas anestezji.

Nr art.: 8-3150 (W/B)

Kolory: W = biała, B = niebieska

Cena: 450 PLN



Ceny obowiązują do 31.12.2024 i zawierają ustawowy podatek VAT. Podane ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz prawa handlowego. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmian cen i nie odpowiada za pomyłki drukarskie. Oryginalne produkty mogą odbiegać pod względem kolorów itp. od produktów przedstawionych na zdjęciach. Przy zakupach obowiązują ogólne warunki handlowe dystrybutora.

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK
tel.: 608 550 333 • e-mail: mrusek@medicom.com

Medicom GmbH
e-mail: info.dental.eu@medicom.com • www.loser.eu

